


# クリーンエアシステムについて

実

実験動物の飼育における技術の進歩は著しく、よりハイレベルな飼育環境の維持が必要となってまいりました。当社では、お客様のご要望に応じ、バリエーションに富んだ機種を開発しております。空調設備の完備された施設～空調設備のない実験室の片隅、また、SPF・無菌動物飼育施設～感染動物・RI飼育施設まで幅広く対応しておりますので、ぜひご相談ください。




# CLEAN AIR SYSTEM

## 感染動物実験の危険防止

# CAUTION

感染実験は、取扱い病原体の危険度に応じた物理的隔離が必要です。しかしながら、感染動物の飼育管理には給餌・給水・床敷交換等の日常作業が必須であり、人への曝露を防ぐための安全対策を講じなければなりません。実験の内容・危険度に応じて飼育器材や飼育方法を十分に検討される必要がございます。



## クリーンエアシステム飼育機の収容ケージ数

### マウス・ラット用

機種	動物	ケージ数	対応機種
CL-5301 エバックL	マウス	■ 11列×5段	CL-0113(マウス PC・TPX・PSF)
		■ 8列×5段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
	ラット	■ 6列×5段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
		■ 5列×5段	CL-0108(クリーン200 TPX・PSF) CL-0125(ホワイトL)
CL-5351 エバックS	マウス	■ 11列×4段	CL-0113(マウス PC・TPX・PSF)
		■ 8列×4段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
	ラット	■ 6列×4段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
		■ 5列×4段	CL-0125(ホワイトL)
CL-5412 クリーンラック CL-5422 ネガティブラック CL-5442 セーフティラック	ラット	■ 4列×4段	CL-0420(R-IS) CL-0408(FRP) CL-0108(クリーン200 PSF) CL-0128(ホワイト200)
		■ 8列×5段	CL-0113(マウス PC・TPX・PSF)
CL-5413 クリーンラック CL-5423 ネガティブラック CL-5443 セーフティラック	マウス	■ 6列×5段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
		■ 5列×5段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
		■ 4列×5段	CL-0105(クリーン) CL-0125(ホワイトL)
CL-5417 ジックラック	ラット	■ 3列×5段	CL-0106(エコPC・TPX)
		■ 4列(W)×6段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
		■ 3列×6段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
	ラット	■ 3列×6段	CL-0105(クリーン) CL-0125(ホワイトL)
		■ 2列×6段	CL-0106(エコPC・TPX)

### ウサギ・モルモット用

CL-5302 エバックL	ウサギ	■ 4列×3段	CL-0221(CU-2) CL-0220(CU-3)	モルモット	■ 4列×3段	CL-0230(CGP-2)
CL-5411 クリーンラック CL-5421 ネガティブラック CL-5441 セーフティラック	ウサギ	■ 3列×3段	CL-0221(CU-2) CL-0220(CU-3)	モルモット	■ 3列×3段	CL-0230(CGP-2)