



実 験動物における技術の進歩は著しく、それとともないより清浄で危険の少ない飼育環境の維持が必要となってまいりました。
 当社では、これらのご要望に応じ、空調設備の完備した施設から空調設備のない実験室の片隅まで。またSPF・無菌動物から感染・RI飼育実験まで幅広くバリエーションに富んだ機種を開発し準備いたしました。



感染動物実験の危険防止

CAUTION

動物の飼育管理は菌体などの扱いとは異なり、給餌・給水・清掃などの日常作業が必要となります。従って作業効率を考えると、その危険防止対策は非常に難しい点があり安全キャビネットのように明確な規格で区分されておりません。ご使用の目的により事前に充分ご検討の上機種を選定される必要があります。



クリーンエアシステム飼育機の収容ケージ数

マウス・ラット用

機種	ケージタイプ	ケージサイズ	対応機種
CL-5301 エバックL	マウス	11列×5段	CL-0113(マウス PC・PP・TPX・PSF)
		8列×5段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
		6列×5段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
	ラット	5列×5段	CL-0105(クリーン) CL-0108(クリーン200 TPX・PSF) CL-0125(ホワイトL)
		4列×5段	CL-0106(エコPC・TPX)
		4列×4段	CL-0106(エコPC・TPX)
CL-5351 エバックS	マウス	11列×4段	CL-0113(マウスS PC・PP・TPX・PSF)
		8列×4段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
		6列×4段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
	ラット	5列×4段	CL-0105(クリーン) CL-0125(ホワイトL)
		4列×4段	CL-0106(エコPC・TPX)
		4列×4段	CL-0106(エコPC・TPX)
CL-5412 クリーンラック CL-5422 ネガティブラック CL-5442 セーフティラック	ラット	4列×4段	CL-0420(R-IS) CL-0408(FRP) CL-0108(クリーン200 TPX・PSF) CL-0128(ホワイト200)
		8列×5段	CL-0113(マウス PC・PP・TPX・PSF)
		6列×5段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
CL-5413 クリーンラック CL-5423 ネガティブラック CL-5443 セーフティラック	マウス	5列×5段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
		4列×5段	CL-0105(クリーン) CL-0125(ホワイトL)
		3列×5段	CL-0106(エコPC・TPX)
CL-5417 ジックラック	マウス	4列W×6段	CL-0103(マウスPC・TPX) CL-0123(ホワイトPSF)
		3列×6段	CL-0104(クリーンS PC・TPX・PSF) CL-0124(ホワイトS)
	ラット	3列×6段	CL-0105(クリーン) CL-0125(ホワイトL)
		2列×6段	CL-0106(エコPC・TPX)

ウサギ・モルモット用

CL-5302 エバックL	ウサギ	4列×3段	CL-0221(CU-2) CL-0220(CU-3)	モルモット	4列×3段	CL-0230(CGP-2)
CL-5411 クリーンラック CL-5421 ネガティブラック CL-5441 セーフティラック	ウサギ	3列×3段	CL-0221(CU-2) CL-0220(CU-3)	モルモット	3列×3段	CL-0230(CGP-2)